



ZARGES



Approvisionnement et collecte

ZARGAL
» Medical

www.zargal.fr



Medical

Approvisionnement et collecte

Une gamme complète qui assure un approvisionnement, une collecte et un transport de matériaux recyclables, de linge et de produits stériles, de manière ergonomique et sécurisée, tout en respectant les règles d'hygiène.

.....

Aperçu des produits	148-149
Systèmes de chariots pour services de stérilisation CIC	150-162
Collecteurs à déchets	164
Collecteurs et pré-tri	165-171
Chariot de change	172-173
Collecteurs à linge	174
Emballages pour produits dangereux	176-177



Collecte du linge sale



Système de chariot-navette de transport Car-in-Car pour produits stériles



ZARGES K470 homologuée pour produits dangereux



Collecteur à déchets « Genius » sans couvercle et à pédale



ZARGES K 470 pour un stockage hygiénique et sûr



Approvisionnement en produits stériles avec le Système Car-in-Car

Des processus plus fluides et ergonomiques dans le circuit des produits stériles.

Grâce au système Car-in-Car de la société ZARGES, qui s'intègre à la perfection, finis les gestes inutiles lors de l'approvisionnement et du transport de conteneurs et autres produits stériles.





Chariot Car-in-Car : un système pour le transport de matériel stérile.



Chariot de transport Car-in-Car W 105 N (6 STE)

- Un caisson rigide en aluminium anodisé.
- Système de verrouillage de portes centralisé, poignée de fermeture, plombage possible, fermeture à levier facile à manœuvrer avec fonction de verrouillage en haut et en bas garantissant une fermeture sécurisée. Convient pour le transport par camion.
- Le joint de porte périphérique entre le caisson et les vantaux de porte résiste au lavage et protège de la poussière.
- Embase roulante : inox, galets de roulement.
- Supports intégrés pour l'arrimage d'un rack à l'intérieur du chariot.
- Dispositif de fixation à l'avant pour chariot de transfert.



Référence	Désignation	Dimensions intérieures, L × l × h, mm	Dimensions extérieures, L × l × h, mm	Poids (kg)
46590	Chariot de transport Car-in-Car W 105 N (6 STE)	1 120 × 620 × 1 253	1 260 × 700 × 1 550	67,0

Car-in-Car : composants destinés au bloc opératoire.



Rack ISO (3 STE)

- Inox 1.4301.
- Surfaces microbillées (billes de verre).
- Logement des composants du système modulaire ISO ZARGES et de conteneurs stériles.
- Exploitation maximale de la capacité d'accueil, du châssis d'insertion, par la disposition variable des rails à glissière.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 456 x 600 x 1 171 mm.

Référence 46591



Chariot de transfert ISO

- Inox poli 1.4301.
- Fixation solide au chariot armoire et à la plate-forme ISO, avec dispositif d'arrêt, permet de transporter le châssis d'insertion ISO en toute sécurité.
- Déverrouillage facile via la poignée de poussée.
- 4 roulettes directionnelles en inox, Ø de 125 mm, dont 2 avec frein, pour un grand confort de déplacement et une maniabilité optimale.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 575 x 710 x 962 mm.

Référence 46592



Rail à glissière CIC

- Inox poli 1.4301.
- Réglage de la hauteur sans outil.
- Permet de stocker les fonds de compartiment et le système modulaire ISO ZARGES.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 32 x 598 x 67 mm.

Référence 46594



Tablette ISO, CIC

- Inox poli 1.4301.
- Perforée.
- Pour la pose sur des rails à glissière.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 405 x 598 x 10 mm.

Référence 46595



Plate-forme ISO

- Inox poli 1.4301.
- Supports de fixation du châssis d'insertion sur la plate-forme ISO.
- Dispositif de fixation à l'avant pour chariot de transfert.
- Dimensions extérieures : L x l x h, 686 x 683 x 346 mm.

Référence 46593

Système STERINAVETTE®.

Descriptif technique

- Le “rack” recevant les bacs est confiné dans un “chariot armoire” à l’abri de la contamination extérieure.
- Le transfert du “rack” vers et hors du “chariot armoire” s’effectue au moyen d’un “chariot de transfert” qui vient s’accoupler au chariot armoire.
- L’opération de transfert de l’un à l’autre se fait sans effort, un système d’arrimage et de guidage bloque le chariot stérile sur l’un et l’autre des chariots.
- Enfin la “plate-forme” est un support pour le “rack” qui sert de zone d’échange en sas de bloc opératoire.

Méthodologie et utilisation

Le système STERINAVETTE® est un système composé de trois éléments qui assurent l’intégrité de l’hygiène des produits stériles entre les phases de préparation, acheminement et distribution.



Système STERINAVETTE®



RGEE 6 SH



RGEE 9 SH

1. Les chariots armoires

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée en acier inox 18/10, soudures intérieures et extérieures étanches, surface électropolie.

Descriptif technique

- Toit en pointe "diamant" facilitant l'écoulement des eaux de lavage.
- Portes battantes pleines avec joints silicone amovibles.
- Poignées verticales ergonomiques.
- Pare-chocs inférieur en polypropylène.
- Roues Ø 200 mm, roulements et chapes en inox, bandage caoutchouc non traçant (2 fixes + 2 pivotantes).

Référence	Capacité	Encombrement (L × P × H, mm)	Racks correspondants	Chariot de transfert correspondant
RGEE 2 × 3 SH	2 × 3 conteneurs STE*	1.020 × 730 × 1.450	1 × EGSTE 3 E 60 ou 2 × EGSTE 3	UEWSTE 3
RGEE 6 SH	1 × 6 conteneurs STE*	1.020 × 730 × 1.450	1 × EGSTE 6 E 60 ou 1 × EGSTE 6	UEWSTE 6
RGEE 9 SH	1 × 9 conteneurs STE*	1.295 × 730 × 1.450	1 × EGSTE 9 E 60 ou 1 × EGSTE 9	UEWSTE 9
RGEE 2 × ISO 1 SH	2 × 6 paniers ISO**	1.295 × 730 × 1.450	2 × EGISO 1	UEWISO 1

* un conteneur STE = 600 × 300 × 300 mm

** un panier ISO = 600 × 400 × 100 mm

Zoom Produit



Options pare-chocs supérieur, porte-documents et crochets pour maintien des portes pendant le lavage en tunnel



Option : Clip porte-fiches extérieur



Système d'arrimage et de guidage pour rack



Intérieur lisse, double soudure étanche

Système STERINAVETTE®



EGSTE 3 E 60 avec 3 paires de cornières amovibles CES 60



EGISO 1 avec 3 paires de cornières amovibles CES 60



EGSTE 6 ou EGSTE 9 avec deux clayettes CEGSTE 9 en fil, positionnables tous les 75 mm



EGSTE 9 E 60 avec 6 paires de cornières amovibles CES 60

2. Les racks

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 × 25 mm en inox 18/10.

Descriptif technique

- Système de blocage et déblocage des racks actionné.
- 4 × roulettes Ø 75 mm, antistatiques.

Méthodologie et utilisation

- Ces racks sont très maniables, et se positionnent parfaitement sur le support souhaité : plate-forme et chariot.
- Élément clef du système, il est léger et très solide.

Options

- Cornières CES 60 supplémentaires.
- Clayettes CEGSTE 9 supplémentaires.
- Tablette inox perforée (pour EGISO 1).

Référence	Capacité	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)
EGSTE 3 E 60	1 × 3 conteneurs STE*	355 × 600 × 1.060
EGSTE 6 E 60	1 × 6 conteneurs STE*	685 × 600 × 1.060
EGSTE 6	1 × 6 conteneurs STE* (sur clayettes)	650 × 600 × 1.060
EGSTE 9 E 60	1 × 9 conteneurs STE*	1.015 × 600 × 1.060
EGSTE 9	1 × 9 conteneurs STE* (sur clayettes)	950 × 600 × 1.060
EGISO 1	1 × 6 paniers ISO**	455 × 600 × 1.060

* un conteneur STE = 600 × 300 × 300 mm

** un panier ISO = 600 × 400 × 100 mm

Zoom Produit



Option : Tablette CES 60GF pour autres dimensions de paniers



Option : Extension CES 60 AZ facilite l'extraction des conteneurs



Système STERINAVETTE®



UEWSTE 9

UEWSTE 6

UEWSTE 3



PSFTE 2 x 3

3. Les chariots de transfert

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 x 25 mm et tôle inox 18/10.

Descriptif technique

- Système d'arrimage intégré actionné par poignée, pare-chocs en PP.
- P4 roues pivotantes inox (dont 2 à frein) Ø 125 mm avec pare-fils, bandage caoutchouc conducteur.



UEWISO 1

4. Les plates-formes

Composition ou matière de fabrication

- Construction mécano-soudée étanche en tube carré 25 x 25 mm et tôle inox 18/10.

Descriptif technique

- Piétement réglable, platine pré-percée pour fixation au sol.

Méthodologie et utilisation

- Cette plate-forme est l'élément très important du processus, il vous permet de donner de la flexibilité dans votre circuit.
- Il permet de positionner les racks en situation d'attente entre 2 phases, ou de mettre vos produits en stock.

Option

- Plate-forme double accès.

Référence	Dimensions hors tout (L x P x H, mm)	Racks transportés
UEWSTE 3	440 x 630 x 945	1 x EGSTE 3 E 60
UEWSTE 6	770 x 630 x 945	1 x EGSTE 6 ou 1 x EGSTE 6 E 60
UEWSTE 9	1.100 x 630 x 945	1 x EGSTE 9 ou 1 x EGSTE 9 E 60
UEWISO 1	540 x 630 x 945	1 x EGISO 1

Référence	Dimensions hors tout (L x P x H, mm)	Racks transportés
PFSTE 3	415 x 685 x 300	1 x EGSTE 3
PFSTE 6	895 x 685 x 300	1 x EGSTE 6
PFSTE 9	1.170 x 685 x 300	1 x EGSTE 9
PFISO 1	505 x 685 x 300	1 x EGISO 1
PFISO 2	1.100 x 685 x 300	2 x EGISO 1
PFSTE 2 x 3	895 x 685 x 300	2 x EGSTE 3

Autres chariots.



HKW3 R 125



HKW8 R 125



CKKW8 R 125

Portiques simples

Pour la dispensation des produits stériles en bloc opératoire ou en stérilisation. Peuvent s'y accrocher, des paniers ainsi que différents accessoires.

- Construction en acier inox 18/10, en tubes carrés 25 × 25 mm soudés étanches.
- Équipés de 3, 4, 6 ou 8 paires de crochets (charge : 10 kg par paire de crochets).
- 4 roulettes, antistatiques, 125 mm, dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.

Référence	Écartement entre crochets (mm)	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)	Nombre de paniers
HKW3 R 125	400	610 × 470 × 1.450	3
HKW4 R 125	320	610 × 470 × 1.600	4
HKW6 R 125	400	610 × 680 × 1.450	6
HKW8 R 125	320	610 × 680 × 1.600	8

Portiques doubles

Ce modèle permet un chargement plus important et accepte les cornières amovibles CES 60.

- Construction en acier inox 18/10, en tubes carrés 25 × 25 mm soudés étanches. Double armature.
- Équipé de 8 paires de crochets.
- 4 roulettes, antistatiques, Ø 125 mm, dont 2 à frein.
- 4 butoirs d'angle.

Référence	Écartement entre crochets (mm)	Dimensions hors tout (L × P × H, mm)	Nombre de paniers
CHKW8 R 125	320	1.000 × 680 × 1.600	8

Cornières amovibles

Pour portique double CHKW 8 et racks "STERINAVETTE®".

- En acier inox 18/10.



Référence	Dimensions (L × P, mm)
CES 60	600 × 60

Zoom Produit



Support porte-sabots HKWSH



Plateau support avec dossier HKWAB



Support porte-documents HKWPA

Autres chariots.



Support porte-cathéters HKWFS



Panier stérilisation STE 1



Support pour kits de suture HKWNM 4



Panier stérilisation STE 12



Bloc 5 casiers en polyéthylène / polycarbonate HKW 5 SH



Plateau support avec paroi HKWMA

Accessoires pour portiques

Référence	Désignation produit	Dimensions (L x P x H, mm)
HKWSH	Support porte-sabots (jusqu'à 6 paires)	600 x 260 x 180
HKWFS	Support porte-cathéters	600 x 48 x 180
HKWPA	Support porte-documents	560 x 250 x 300
HKWNM 2	Support pour kits de suture (jusqu'à 10)	600 x 170 x 145
HKWNM 4	Support pour kits de suture (jusqu'à 20)	600 x 170 x 290
HKWMA	Plateau support avec paroi	600 x 360 x 260
HKWAB 35	Plateau support avec dossier	690 x 350 x 165
HKWAB 45	Plateau support avec dossier	690 x 450 x 165
HKWAB 60	Plateau support avec dossier	690 x 600 x 165
HKW 5 SH	Bloc 5 casiers en polyéthylène/polycarbonate	600 x 120 x 170
STE 1	Panier stérilisation	575 x 280 x 265
STE 12	Panier stérilisation	575 x 280 x 135
STE 2	Panier stérilisation	575 x 560 x 265
STE 1 EG	Panier stérilisation une face échancrée	575 x 280 x 265



Chariot porte sac

Composition ou matière de fabrication

Cadre en tube rond et tôle inox 18/10 avec anneau HR 2000 Ø 360 mm.

Descriptif technique

Cadre en tube rond et tôle inox 18/10 avec anneau HR 2000 Ø 360 mm.

Méthodologie et utilisation

Pour linge et champs opératoires souillés.

Référence	Dimensions (L x P x H, mm)
OPWR 165	410 x 435 x 910



509610

Chariots TROLLY® pour tenues et sabots de bloc

Composition ou matière de fabrication

Chariot de rayonnage en fil d'acier inox,

Descriptif technique

- Dimensions d'un casier : L 300 x P 450 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.
- Butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

Chariot de rayonnage en fil d'acier inox, pour le rangement nominatif des tenues et sabots de bloc. La finition très soignée du TROLLY® (aucune arête vive) en fait un matériel très apprécié par les utilisateurs. Ce type de construction évite l'accumulation de poussière et d'humidité. Livraison en kit ou monté comprenant séparateurs amovibles et tiges de fermeture.

Référence	Nombre de clayettes	Niveaux de rangement	Nombre de casiers	Dimensions (L x P x H, mm)
509508 inox	5	4	4 x 2	610 x 457 x 1.750
509610 inox	6	5	5 x 2	610 x 457 x 1.750
509512 inox	5	4	4 x 3	910 x 457 x 1.750



IT 6242

Tables avec piétements réglables

Composition ou matière de fabrication

Construction en acier inox 18/10, plateaux amovibles.

Référence	Utilisation	Dimensions (L x P x H, mm)
IT 6242	Table à instrumentation	625 x 425 x 800
IT 7262	Table à instrumentation	720 x 625 x 800
IT 9462	Table à instrumentation	940 x 625 x 800
GT 6242	Table pour équipements	625 x 425 x 650
GT 7262	Table pour équipements	720 x 625 x 650
GT 9462	Table pour équipements	940 x 625 x 650

Autres chariots.



Chariots divers pour bloc opératoire

Composition ou matière de fabrication

Construction en acier inox 18/10, plateaux amovibles.

Descriptif technique

- ▶ 4 roulettes en polymère antistatique, Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- ▶ Butoirs d'angle.

Référence	Utilisation	Dimensions (L x P x H, mm)
ITF 6242	Table à instrumentation	625 x 425 x 800
ITF 7262	Table à instrumentation	720 x 625 x 800
ITF 9462	Table à instrumentation	940 x 625 x 800
GTF 6242	Table pour équipements	625 x 425 x 650
GTF 7262	Table pour équipements	720 x 625 x 650
GTF 9462	Table pour équipements	940 x 625 x 650



Chariot de prédésinfection

Composition ou matière de fabrication

Structure tube inox 18/10 entièrement soudée.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues Ø 125 mm dont 2 à frein.
- ▶ Butoirs d'angle.
- ▶ Fourni avec 1 bac gradué autoclavable de dimension 740 x 470 x 250 mm, contenance 43 litres, avec robinet grand débit.
- ▶ Dimensions hors tout : 770 x 490 x 1000 mm.
- ▶ Référence CHA/PRED.



Chariot de prédésinfection à hauteur variable

Composition ou matière de fabrication

Structure tube inox 18/10 entièrement soudée.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues Ø 80 mm dont 2 à frein.
- ▶ Fourni avec 1 bac gradué de dimension 710 x 430 x 290 mm, contenance 29 litres, avec couvercle amovible et robinet grand débit.
- ▶ Hauteur variable de 760 à 1.020 mm, manuellement.
- ▶ Équipé d'un porte-fiches et d'un minuteur.
- ▶ Dimensions hors tout : 765 x 430 x 760/1.020 mm.
- ▶ Référence CHA/PRED/HV.

Option

Plateau grillagé inox en position basse.

Autres chariots.



Chariots TROLLY®

Composition ou matière de fabrication

Construction en fil et tubes en acier chromé.

Descriptif technique

- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, freins et butoirs en option.
- ▶ Charge maxi par plateau : 40 kg.



Chariots Inox

Composition ou matière de fabrication

Construction entièrement soudée en acier inox 18/10, poli.

Descriptif technique

- ▶ Étagères à bords relevés sur 4 côtés.
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 125 mm à bandage caoutchouc non traçant dont 2 avec frein.
- ▶ Équipés de 4 butoirs d'angle circulaires.
- ▶ Hauteur du premier plateau : 200 mm.
- ▶ Charge maxi par plateau : 40 kg.



Autres dimensions disponibles en clayettes de longueur 910 mm et 457 mm de large.

Référence	Nbre de clayettes	Encombrement (L × P × H, mm)
509920	2	1.220 × 610 × 1.050
509930	3	1.220 × 610 × 1.050

Référence	Modèle	Charge maxi par plateau (kg)	Dim. utile plateau (mm)	Espacement entre plateaux (mm)	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)
MW 26	2 plateaux	40	800 × 540	590	900 × 600 × 950	17
MW 36	3 plateaux	40	800 × 540	280	900 × 600 × 950	21

Table de pliage inox



Table de pliage inox

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tubes (Ø 45 mm) et tôle acier inox 18/10, épaisseur 1,5 mm.

Descriptif technique

- 2 modèles : Avec piétements et pieds réglables et roulettes Ø 125 mm dont 2 à frein.

Options

- Tablette inférieure.

Réf. version avec pieds réglables	Réf. version avec roues Ø 125 mm	Réf. version pieds + tablette	Réf. version roues + tablette	Encombrement (L × P × H, mm)
804976	814976	824976	864976	1.800 × 700 × 900
804977	814977	824977	864977	2.000 × 700 × 900
804816	814816	824816	864816	1.800 × 800 × 900
804817	814817	824817	864817	2.000 × 800 × 900



Chevalet

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire Ø 25 mm en acier chromé et peint.
- Revêtement anti-dérapant sur les barres support.

Descriptif technique

- 4 roues pivotantes de Ø 100 mm à bandage caoutchouc non traçant, butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

- Livré en kit.

Référence	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (Kg)
560500	1.200 × 520 × 1.100	10,0



Collecte et transport – des produits conçus dans les moindres détails.

Lorsqu'il s'agit de collecter et de transporter : le linge, les matériaux recyclables ou les déchets, ZARGES propose des produits ergonomiques de haute qualité pour toutes les étapes de travail. Hygiéniques, faciles à nettoyer et conçus dans les moindres détails.



Collecte et pré-tri.



W 465

W 365

Chariots porte-sacs série "ECO"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.

Options

- Butoirs d'angle circulaires.
- Roues antistatiques et/ou à frein.
- Tablette en matière plastique.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 165	W 165 L	410 × 435* × 950	5,0	PW 100
	W 265	W 265 L	660 × 435* × 950	7,5	PW 200
	W 365	W 365 L	1.000 × 435* × 950	10,0	PW 300
	W 465	W 465 L	1.330 × 435* × 950	12,0	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à D 68	DT 70 à DT 78			

(*) ajouter 40 mm pour les modèles avec couvercle à charnière



W 265 LT



W 465 LT

Chariots porte-sacs série "ECO" avec pédale

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Caractéristiques identiques série "ECO".
- Équipés de couvercles DT et pédales T6.

Options

- Butoirs d'angle.
- Crochets pour garrot ou filet.
- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.
- Amortisseur de couvercle.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 165 LT	410 × 485 × 950	5,5	PW 100
	W 265 LT	660 × 485 × 950	8,0	PW 200
	W 365 LT	1.000 × 485 × 950	10,5	PW 300
	W 465 LT	1.330 × 485 × 950	12,5	PW 400
Couvercles	DT 70 à DT 78			



Porte-sac mural W 169

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Équipé de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peut recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.

Forme de l'ouverture	Référence	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Couvercles correspondants
	W 169	390 × 340* × 290	2,0	D et DT

(*) ajouter 30 mm pour les modèles avec couvercle à charnière

Collecte et pré-tri.



W 395



W 195



W 295 LT



W 494 LT

Chariots porte-sacs série "PLUS"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- Poignée de guidage.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Crochets pour garrot ou filet.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.

Chariots porte-sacs série "PLUS"

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail : 950 mm.
- Poignée de guidage.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle.
- Équipés de l'anneau de serrage HR 2000.

Méthodologie et utilisation

- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Crochets pour garrot ou filet.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 195	W 195 L	490 × 455* × 950	7,0	PW 100
	W 295	W 295 L	750 × 455* × 950	9,0	PW 200
	W 395	W 395 L	1.085 × 455* × 950	11,5	PW 300
	W 494	W 494 L	970 × 700* × 950	13,0	-
	W 495	W 495 L	1.420 × 455* × 950	13,5	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à D 68	DT 70 à DT 78			

(*) ajouter 30 mm pour les modèles avec couvercle à charnière

Nombre et disposition des ouvertures	Référence	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	W 195 LT	490 × 495 × 950	7,5	PW 100
	W 295 LT	750 × 495 × 950	10,0	PW 200
	W 395 LT	1.085 × 495 × 950	12,5	PW 300
	W 494 LT	970 × 740 × 950	15,0	-
	W 495 LT	1.420 × 495 × 950	16,0	PW 400
Couvercles correspondants	DT 70 à DT 78			

Collecte et pré-tri.



WU 473 LT



WU 275 LT



WU 475 LT


Collecteur CLAPPY®
pour les déchets

Chariots mixtes COMBY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction tubulaire en acier inoxydable 18/10, Ø 20 mm.

Descriptif technique

- Tubes entièrement soudés (facilité de nettoyage).
- Hauteur de travail: 980 à 1005 mm.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm (Réf. WU 473 et WU 475, Ø 100 mm).
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Butoirs d'angle circulaires.
- Poignée de guidage.
- Crochets pour garrot ou filet.

Méthodologie et utilisation

- Pour une collecte simultanée.
- Supports sacs équipés de l'anneau de serrage HR 2000
- Peuvent recevoir indifféremment les couvercles type D ou DT.
- Collecteur CLAPPY® pour la collecte des déchets avec système d'immobilisation au sol et tablette en matière plastique.

Options

- Roues antistatiques ou à freins.
- Tablette en matière plastique sous compartiment sac.
- Amortisseur de couvercle.

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L x P x H, mm)	Poids (kg)	Tablette (en option)
	WU 175	WU 175 L	WU 175 LT	955 x 585* x 980	14	PW 100
	WU 273	WU 273 L	WU 273 LT	950 x 640* x 980	16	-
	WU 275	WU 275 L	WU 275 LT	1210 x 585 x 980	16	PW 200
	WU 373	WU 373 L	-	1340 x 640* x 980	18	-
	WU 375	WU 375 L	WU 375 LT	1545 x 585* x 980	18	PW 300
	WU 473 R100	WU 473 R100 L	WU 473 R100 LT	1400 x 640* x 1005**	20	-
	WU 475 R100	WU 475 R100 L	WU 475 R100 LT	1880 x 585* x 1005**	20	PW 400
Couvercles correspondants	D 60 à 68	DT 70 à 78	DT 70 à 78			

(*) ajouter 30 mm pour modèles "couvercle à charnière" plus 40 mm pour modèle "à pédale"

(**) équipé de roues Ø 100 mm

Collecte et pré-tri.



CLAPPY® MS 73



CLAPPY® MS 732



MS 42



MS 72

Collecteurs CLAPPY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction en acier inoxydable 18/10.

Descriptif technique

- Collecteur à pédale, sans couvercle, à fermeture hermétique.
- Contribue à diminuer les risques de l'aéro-biocontamination.
- Bec avec pinces et plots antidérapants pour un bon maintien des sacs.
- Pédale à double effet : immobilisation au sol du collecteur, ouverture du bec.
- Avec tablette support en matière plastique.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm, chapes zinguées chromées.
- Bandages caoutchouc non traçants.
- Butoirs d'angle circulaires.

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 43	Clappy® MS 43	40 à 80	585 x 490 x 825	6,5
MS 73	Clappy® MS 73	70 à 120	585 x 490 x 975	7,5
MS 732	Clappy® double MS 732	2x70 à 120	1.195 x 490 x 975	15,0

CLAPPY® MURAL

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 42	Clappy Mural MS 42	40 à 80	540 x 300 x 760	3,8
MS 72	Clappy Mural MS 72	70 à 120	580 x 320 x 900	4,6



CLAPPY® MS 45



CLAPPY® MS 36



CLAPPY® MS 75

Collecteurs CLAPPY® ECO

Référence	Modèle	Compatibilité pour sacs (litres)	Encombrement (L x P x H, mm)	Poids (kg)
MS 36	Clappy ECO MS 36	25 à 35	450 x 350 x 470	3,0
MS 45	Clappy ECO MS 45	40 à 80	585 x 490 x 825	6,5
MS 75	Clappy ECO MS 75	70 à 120	585 x 490 x 975	7,5

Fabrication spéciale CLAPPY® 4 pieds sur demande, mini 30 pièces

Collecte et pré-tri



MS 265 L



Insert inox



MSED 107



MSED 104

Collecteurs pour le tri série "MS"

Composition ou matière de fabrication

- Structure tubulaire en inox 18/10 (Ø 20 mm) avec anneau HR 2000.

Descriptif technique

- Tablette en ABS amovible et lavable.
- 4 roues pivotantes Ø 75 mm, bandage caoutchouc non traçant et pare-fils.
- Hauteur de travail : 950 mm (possibilité sur fabrication spéciale en hauteur 700 mm pour rangement sous pailasse).



MS 465 L



MS 165 L

Nombre et disposition des ouvertures	Référence chariot nu	Référence chariot avec couvercle à charnière	Dimensions (L × P × H, mm)	Poids (Kg)
	MS 165	MS 165 L	410 × 475 × 950	6,0
	MS 265	MS 265 L	660 × 475 × 950	8,5
	MS 365	MS 365 L	1000 × 475 × 950	11,0
	MS 465	MS 465 L	1330 × 475 × 950	13,0
Couvercles correspondants D 60 à D 68 DT 70 à DT 78				

Poubelles à pédales anti-feu type MSED

Composition ou matière de fabrication

- Construction en acier inox 18/10, ignifuge.
- Insert étanche en inox 18/10 (en option), afin d'éviter les fuites éventuelles de liquides.

Descriptif technique

- Poubelle MSED 107 équipée de 2 roulettes.

Méthodologie et utilisation

- Ouverture et fermeture par action sur pédale.

Modèle	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)	Référence poubelle	Référence insert inox
40 litres	320 × 380 × 620	7,3	MSED 104	E 104
70 litres	370 × 420 × 840	10,6	MSED 107	E 107



Seau inox bloc

Composition ou matière de fabrication

- Seau embouti en inox 18/10 avec anse capacité 15 L.
- Support roulant en polypropylène et roues antistatiques.

Descriptif technique

- Dimensions : H = 410 mm, Ø = 410 mm.

Référence seau : OPE 15

Référence support roulant : OPFE 15

Collecte et pré-tri.



WSP 440



WSP 210 + R 10



Collecteurs modulables "SELECT"

Composition ou matière de fabrication

- Structure tubulaire en inox 18/10, Ø 22 mm entièrement soudée.

Descriptif technique

- Équipé de glissières.
- Facile à nettoyer.
- 4 roues pivotantes de Ø 75 mm, bandage caoutchouc non traçant et butoirs d'angle circulaires).

Méthodologie et utilisation

Système modulaire permettant 2 types de réceptacles :

- Conteneur en polyéthylène de 50 litres avec ou sans couvercle et/ou
- Sac plastique maintenu par l'anneau HR 2000.

Options

- Anneaux de serrages HR 2000 supplémentaires.
- Roues antistatiques et/ou à frein.
- Système d'ouverture à pédale.

Conteneurs en polyéthylène WSB

Composition ou matière de fabrication

- Polyéthylène.

Descriptif technique

- 2 poignées ergonomiques pour le transport.
- 2 encoches dans le fond permettent une bonne préhension du conteneur lorsqu'on le vide.
- Emboîtables ou empilables.
- Dimensions (L × l × h) : 305 × 445 × 515 mm.

Méthodologie et utilisation


- Les conteneurs s'utilisent seuls ou équipent les collecteurs SELECT ou HALIROLL.
- Peuvent être équipés d'un couvercle, soit amovible, soit à charnière.
- Pour une protection optimale des conteneurs, nous recommandons l'utilisation de sacs plastiques.

Quelques modèles parmi d'autres...

Référence	Nombre d'orifices	dont conteneurs poubelle	dont support sac	Encombrement (L × P × H, mm)
WSP 110	1	1	0	450 × 475 × 940
WSP 210 + R 10	2	1	1	800 × 475 × 940
WSP 330	3	3	0	1.140 × 475 × 940
WSP 430 + R 10	4	3	1	1.480 × 475 × 940
WSP 410 + 3 × R 10	4	1	3	1.480 × 475 × 940

Référence conteneur	Référence couvercle amovible	Référence couvercle à charnière	Coloris
WSB 5000	D 60	DT 60	blanc
WSB 5001	D 61	DT 61	vert
WSB 5002	D 62	DT 62	bleu
WSB 5003	D 63	DT 63	rouge
WSB 5004	D 64	DT 64	jaune
WSB 5005	D 65	DT 65	marron
WSB 5007	D 67	DT 67	gris
WSB 5008	D 68	DT 68	noir

Collecte et pré-tri.



WSR 533



WSR 532



WSR 531

Supports roulants pour paille HALIROLL

Composition ou matière de fabrication

- Structure en fil inox 18/10.

Descriptif technique

- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm en polyéthylène.

Méthodologie et utilisation

- Ces supports reçoivent les conteneurs en polyéthylène de la gamme WSB (non fournis) et se logent aisément sous les paillasse.
- Chaque support comprend un logement pour y insérer un couvercle.
- Il est également possible d'accoupler plusieurs supports sans outils.



HF 2 (carton non fourni)

Référence	Support	Dimensions (L × P × H, mm)	Hauteur avec conteneur
WSR 531	Simple	370 × 340 × 185	585
WSR 532	Double	670 × 340 × 185	585
WSR 533	Triple	995 × 340 × 185	585
HF 2	Pour carton DASRI	325 × 315 × 185	585

Chariots de change.



6 coloris disponibles



RAL 5024 bleu



RAL 3020 rouge



RAL 6019 vert



RAL 1017 jaune



RAL 7035 gris clair



RAL ALU aluminium anodisé

Chariot PRACTY MPO

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tôles et profilés aluminium, fond et toit en HPL, 2 parois ABS fixées par vis papillon.

Descriptif technique

- Équipé de 4 roulettes Ø 125 mm dont 2 avec frein.
- Bandage caoutchouc non traçant.
- Pare-fils.
- Volet roulant et serrure à clef.
- Dimensions hors tout (L x P x H) : 685 x 546 x 1500 mm.

Aménagement intérieur

- 1 bac jointif hauteur 75 mm (sans séparateurs) pour ranger les pommades, petits ustensiles pour soins, lingettes, etc.
- 2 bacs jointifs hauteur 125 mm (sans séparateurs), un pour les serviettes et gants de toilette, un autre pour les draps de rechange.
- 1 bac ABS plein (non compartimentable), pour les alèzes ou housses matelas.
- 8 butées d'arrêt pour bacs.
- 2 étagères amovibles en aluminium pour le rangement des couches.

Équipement extérieur :

- 2 poignées verticales.
- 2 rails pour suspension accessoires.
- 1 support alu pour boîte à gants.
- 1 poubelle en fil rilsanisé 15 litres + couvercle pour les gants usagés et petits déchets de soins.

Méthodologie et utilisation

- PRACTY MPO : un chariot de change et de toilette fermé. Idéal en unités Alzheimer ou en unité spécialisée, il met à l'abri le contenu de l'armoire pendant l'opération de change.
- PRACTY MPO : modulaire et modulable. Il offre la possibilité d'organiser à votre guise la disposition intérieure des éléments (bacs, paniers, étagères...).
- PRACTY MPO : un chariot qui se nettoie facilement ! Le volet roulant et les parois ABS sont rapidement ext-ractibles sans outils et lavables.

Référence	Modèle	Dimensions (L x P x H, mm)	Poids (kg)	Coloris
46421 PRACTY	PRACTY MPO	685 x 546 x 1.500	49	bleu, vert, rouge, jaune, gris clair

Zoom Produit



Modularité (possibilité de modifier la hauteur des tablettes)



2 grandes poignées en aluminium facilitent le maniement



Tiroirs et séparateurs (séparateurs en option)



Serrure à clé ou à code (en option) ou serrure avec lecture par badge



Éléments démontables pour faciliter le nettoyage



Chariots de change



PRACTY® bleu lagon
grand modèle avec options

Chariots PRACTY®

Composition ou matière de fabrication

- Construction en tube acier Ø 30 mm, tôle et fils en acier, peints époxy.

Descriptif technique

Équipements de base :

- 1 bac encastrable dans le plateau supérieur.
- 1 tiroir 600 × 400 sous le plateau supérieur.
- 1 étagère réglable en hauteur, en fil d'acier Ø 8 et 4 mm.
- 2 séparateurs amovibles pour l'étagère.
- 2 paniers grand modèle en fil rilsanisé.

Méthodologie et utilisation

Chariot modulable pour le lit et le change complet du patient en long séjour ou en maison de retraite.

2 modèles, 4 coloris

- PRACTY® petit modèle (pour 15 à 20 lits).
- PRACTY® grand modèle (pour 20 à 25 lits).

Réf. coloris bleu lagon	Réf. coloris tournesol	Réf. coloris framboise	Réf. coloris myrtille	Modèle	Encombrement (L × P × H, mm)	Poids (kg)
AA10060.22	AA10060.32	AA10060.41	AA10060.90	Base PRACTY® petit modèle	1.085 × 630 × 994	30,0
AA10061.22	AA10061.32	AA10061.41	AA10061.90	Base PRACTY® grand modèle	1.285 × 630 × 994	37,0

Chariots mixtes



EWPU 402



EWPU 382 LT
+ CLAPPY® MS 72

DUPPLY®

Composition ou matière de fabrication

- Cadre en tube acier-inox 18/10, Ø 22 mm, panneaux mélaminés haute densité épaisseur 19 mm, chants en PU épaisseur 2 mm.

Descriptif technique

- Séparation étanche entre la collecte et la distribution.
- Roues pivotantes Ø 125 mm, bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux et pare-fils.
- Collecteur à pédale CLAPPY® pour les déchets en option.

Méthodologie et utilisation

- DUPPLY® intègre : collecte du linge sale et de l'usage unique, distribution du linge propre.

Référence	Désignation	Nombre collecteurs linge sale	Nombre étagères/ compartiments linge propre	Dimensions (L × P × H, mm)
EWPU 380	Dupply® ouvert avec étagères linge propre	0	2	678 × 578 × 1.088
EWPU 382		2	2	678 × 1.028 × 1.088
EWPU 383		3	2	678 × 1.320 × 1.088
EWPU 400	Dupply® avec compartiment linge propre fermé	0	3	618 × 678 × 1.093
EWPU 402		2	3	618 × 1.068 × 1.093
EWPU 403		3	3	618 × 1.360 × 1.093

Nota : pour les modèles avec couvercle, ajouter "L" après la référence article et pour les modèles avec couvercles et pédales, ajouter "LT" (couvercles correspondants : modèle DT).



Charnière L6



Couvercles à charnière

Méthodologie et utilisation

Il se clipse directement à la charnière elle-même fixée sur un montant du collecteur. En ABS injecté.

COUVERCLES POUR séries : "ECO" - "PLUS" - Comby (465 × 300 mm)

Coloris	blanc	vert	bleu	rouge	jaune	marron	gris	noir
Réf.	DT 70	DT 71	DT 72	DT 73	DT 74	DT 75	DT 77	DT 78

Distribution du linge des résidents.



TROLLY® mixte



TROLLY® penderie

TROLLY®

Composition ou matière de fabrication

- Poteaux tubulaires et clayettes en fil d'acier chromé.
- Séparateurs, porte-étiquettes, tiges de fermeture inclus.

Descriptif technique

- Profondeurs existantes : 457 et 610 mm.
- Longueurs : 610, 910, 1220, 1520 et 1830 mm.
- Dimensions d'un casier : L 300 × P 450 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à bandage caoutchouc non traçant, roulements à rouleaux.
- Butoirs d'angle.

Méthodologie et utilisation

- Chariot de rayonnage en fil d'acier chromé.
- La finition très soignée du TROLLY® (aucune arête vive) en fait un matériel très apprécié par les utilisateurs.
- Ce type de construction évite l'accumulation de poussière et d'humidité.
- Livraison en kit ou monté.

Options générales

- Freins sur roues.
- 2 roues à blocage directionnel pour les grandes longueurs.
- Housse polyester.
- Poignée de guidage.
- Penderie télescopique sur TROLLY® CASIER (longueur 300 mm).

Réf.	Réf. housse	Nbre de clayettes	Niveaux de rangement	Nbre de casiers	Dimensions (L × P × H, mm)
509508	HB4561	5	4	4 × 2	610 × 457 × 1.750
509610	HB4561	6	5	5 × 2	610 × 457 × 1.750
509512	HB4591	5	4	4 × 3	910 × 457 × 1.750
509615	HB4591	6	5	5 × 3	910 × 457 × 1.750
509516	HB4512	5	4	4 × 4	1.220 × 457 × 1.750
509620	HB4512	6	5	5 × 4	1.220 × 457 × 1.750
509520	HB4515	5	4	4 × 5	1.520 × 457 × 1.750
509524	HB4518	5	4	4 × 6	1.830 × 457 × 1.750
509625	HB4515	6	5	5 × 5	1.520 × 457 × 1.750
509630	HB4518	6	5	5 × 6	1.830 × 457 × 1.750

TROLLY® mixte casiers/penderie

Réf.	Réf. housse	Longueur penderie (mm)	Niveaux de rangement	Nbre de casiers	Dimensions (L × P × H, mm)
509801	HB4591	300	5	5 × 2	910 × 457 × 1.750
509802	HB4512	300	5	5 × 3	1.220 × 457 × 1.750
509803	HB4515	600	5	5 × 3	1.520 × 457 × 1.750
509804	HB4518	600	5	5 × 4	1.830 × 457 × 1.750

TROLLY® penderie

Référence	Longueur penderie (mm)	Encombrement (P × H, mm)
509860	610	457 × 1.750
509891	914	457 × 1.750
509812	1.220	457 × 1.750
509815	1.524	457 × 1.750
509818	1.830	457 × 1.750



Conditionnement et transport de produits dangereux – ZARGES répond à toutes ces exigences.

Pour l'emballage et le transport des produits dangereux, la législation a défini des consignes de sécurité strictes. Les produits dangereux doivent uniquement être transportés dans des emballages remplissant certains critères et

qui ont été homologués par des autorités compétentes. ZARGES a des décennies d'expérience en matière d'emballages en aluminium homologués UN.

DONNEUR D'ORDRE + ZARGES

Entretien conseil et conception de l'emballage (emballage intérieur et extérieur)

OUI

SOLUTION AU PROBLÈME ?

NON


Solution dans le cadre de l'homologation présente

Grand choix d'homologations UN

Développement d'une solution spéciale

Développement, construction et essais effectués par ZARGES

Demande de d'homologation



Certificat d'approbation BAM



En tant qu'organisme de contrôle agréé, ZARGES est en droit et en mesure d'effectuer des contrôles d'emballage des produits dangereux et de demander l'approbation du type de construction.

La gamme ZARGES

Son large éventail de produits standards offre dans la plupart des cas nombre de solutions qui répondent aux plus hautes exigences. Outre la K 470, vous trouverez ici quelques unes des séries les plus courantes :



K 470



Chariot armoire W 105 N



Conteneur de transport réutilisable UN 3291

Conteneurs pour substances infectieuses de la classe 6.2.



Les conteneurs pour produits dangereux ZARGES sont homologués comme emballages combinés pour le transport de substances contaminantes selon les numéros UN 2814 et 2900, catégorie A et B pour tous les modes de transport. Les conteneurs répondent avec succès aux conditions de contrôle renforcées telles que l'essai de chute de 9 m, par exemple. Pour le transport de produits dangereux UN 3373, il est possible d'utiliser toutes les tailles de la série K 470. Pour tout envoi à température dirigée, vous pouvez utiliser de la neige carbonique ou un produit eutectique réfrigérant.

Chariot armoire homologué UN pour les produits dangereux UN 3291

Les instruments chirurgicaux contaminés sont transportés entre l'hôpital et le prestataire de stérilisation pour la désinfection et la préparation. En raison du danger de contamination, ces objets sont déclarés produits dangereux en tant que déchets médicaux UN 3291.



Sachet à fermeture coulissante

- ▶ Avec fermeture à coulisse facile à utiliser pour une ouverture et une fermeture rapides et pratiques.
- ▶ Prescrit pour les substances infectieuses qui doivent être emballées conformément aux instructions de transport P620 ou P650.
- ▶ Matériau : PE, épaisseur 100 µm.

Référence 43831



K 470 avec homologation de classe 6.2

- ▶ Pour les substances aux numéros UN 2814 et 2900.
- ▶ Le conteneur répond avec succès aux conditions de contrôle renforcées telles que l'essai de chute de 9 m.

Référence 342856



Insert isolant

- ▶ Compatible avec la caisse K 470 de dimensions intérieures L x l x h de 350 x 250 x 310 mm.
- ▶ Pour le transport en température dirigée positive ou négative.
- ▶ Peut également être utilisée avec de la neige carbonique.

Référence 40677



ZARGES-
 Monter.
 Conditionner,
 transporter.
 Solutions spéciales.

Depuis plus de 85 ans, la marque ZARGES est synonyme d'innovation, de qualité et de robustesse. Leader en matière d'innovation, nous améliorons sans cesse notre offre de produits et proposons des solutions toujours adaptées à vos besoins. Les meilleures idées naissent en effet d'une collaboration étroite avec nos clients.

Notre objectif : vous proposer une solution professionnelle adaptée au défi à relever. Vous bénéficiez du renom et du support d'une entreprise internationale.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur
www.zargal.fr



Le Réseau Cocci
courrier@lereseaucocci.fr
 03 89 72 05 35

ZARGAL – Groupe ZARGES

ZA Activeum
 4 rue Georges Guynemer
 67120 ALTORF
 Téléphone : +33 3 88 50 82 07
 Fax : + 33 3 88 49 10 43
 Mail : zargal@zargal.fr
www.zargal.fr